

GUINCHOS ELÉTRICOS

Guincho Freedom Hospitalar TRANSFER 300Kg



Chassis em aço carbono tubular

Totalmente desmontável

Regulagens de altura, de ângulo de levante, de abertura dos pés e regulagem de caster

Dinamômetro para pesagem do usuário

Pintura eletrostática a pó

Rodízios dianteiros dupla carreira 4"x2"

Rodízios traseiros 4"x2" com freio, rolamentados, giratórios, maciços com banda em PVC flexível

Sellete confeccionada em malha e nylon, revestida em poliuretano com regulagem de fixação em três pontos

Apoio de cabeça em vinil acolchoado com regulagem

Drive microprocessado de 15 A com indicador de carga luminoso

Comando remoto por cabo com chave de reversão de sentido e indicação luminosa de funcionamento

Abertura com atuador linear elétrico 24V 150W PM

Levante com atuador linear elétrico de 24V 250W PM

Duas baterias de 12V x 7A com autonomia para 80 acionamentos

Carregador de baterias bivolt 24V x 2A 110V - 240V

Três pontos de regulagem

Capacidade de carga de até 300 Kg

Disponível na cor cinza

Variação da altura total: de 1.71m fechado até 2.71m aberto

Variação da largura total: de 0.79m fechado até 1.85m aberto

Comprimento da base 1.30m

Peso total 90 Kg