

SCOOTER **MIRAGE LR**



CARACTERÍSTICAS:

- Uso em áreas internas e externas
- Chassis em aço carbono monobloco
- Carenagem em ABS
- Banco em espuma injetada giratório
- Tração traseira e transmissão mecânica
- Sistema de freio de estacionamento eletromagnético
- Apoio de braços injetados e rebatíveis
- Comando por gatilho acionado pela mão direita como pela mão esquerda
- Drive eletrônico de 120A
- Suspensão com pneus infláveis
- Duas baterias de 12V 55 Ah
- Carregador de baterias 2 x 24V x 5A bivolt 127 - 240V
- Comprimento 132 cm
- Largura 67 cm
- Altura com assento 116 cm
- Altura sem assento 65 cm
- Altura do encosto 46 cm
- Profundidade do assento 46 cm
- Motorização 4400 RPM 700 W
- Autonomia máxima de 35 km, considerando baterias novas, terreno plano, uso intermitente.
- Autonomia diária ideal 5 km
- Peso com baterias 110 kg
- Capacidade de carga de até 135 kg
- Velocidade máxima de 12 km/h
- Disponível nas cores grafite verniz, vermelho verniz e prata verniz