

SCOOTER **MIRAGE LS**



CARACTERÍSTICAS:

- Uso em áreas internas e externas
- Chassis em aço carbono monobloco
- Carenagem em ABS
- Banco em espuma injetada giratório
- Tração traseira e transmissão mecânica
- Suspensão completa
- Sistema de freio de estacionamento eletromagnético
- Apoio de braços injetados e rebatíveis
- Comando por gatilho acionado pela mão direita
- Drive eletrônico de 70A
- Duas baterias de 12V 38Ah
- Carregador de baterias 5A bivolt 120 - 240V
- Comprimento 120 cm
- Largura 62 cm
- Altura com assento 120 cm
- Altura sem assento 78 cm
- Altura do encosto 42 cm
- Profundidade do assento 41 cm
- Motorização 4 pólos 400 W
- Autonomia máxima de 25 km, considerando baterias novas, terreno plano, uso intermitente.
- Autonomia diária ideal 5 km
- Peso com baterias 83 kg
- Capacidade de carga de até 135 kg
- Velocidade máxima de 10 km/h
- Disponível nas cores grafite verniz, vermelho verniz e prata verniz