

SCOOTERS ELÉTRICOS

Scooter MIRAGE S



Uso em áreas internas e externas

Chassis em alumínio bi-partida (facilita transporte)

Carenagem em ABS

Banco em espuma injetada giratório

Tração traseira e transmissão mecânica

Sistema de freio de estacionamento eletromagnético

Apoio de braços injetados e rebatíveis

Comando por gatilhos acionados tanto pela mão direita como pela esquerda

Drive eletrônico de 45A

Duas baterias 12V 12Ah VRLA (transporte aéreo)

Carregador de baterias 2A 100-240V

Comprimento 99,5cm

Largura 49cm

Altura com assento 94cm

Altura sem assento 44cm

Altura do encosto 38,1cm

Profundidade do assento 38,1cm

Motorização 270W

Autonomia máxima de 13 km, considerando baterias novas, terreno plano, uso intermitente.

Peso com baterias 43,68Kg

Capacidade de carga de até 100Kg

Velocidade máxima de 7 km/h

Disponível nas cores: azul, salmão e grafite