

## FREEDOM MANUAL AÇO CARBONO

### Freedom LIFE



Chassis em aço carbono tubular

Estrutura monobloco com fechamento em L

Articulações, conexões e placas de fixação em nylon

Regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt

Rodas traseiras 24", infláveis, aro em alumínio raiado e calotas em ABS

Rodas dianteiras 6", maciças, aro em nylon

Eixos com rolamentos blindados nas quatro rodas

Apoio de pé com cinco regulagens de altura

Apoio de braços acolchoado, escamoteável, facilitando o acesso do usuário

Assento e encosto acolchoados e revestidos em tecido dacron, impermeável e lavável

Assento fixado com parafusos

Largura do assento 37, 41 ou 45 cm

Altura do encosto 25, 30, 35 ou 40 cm

Profundidade do assento 42 cm

Altura do apoio de braços 17, 19 ou 21 cm

Apoio de panturrilha em tira de polipropileno

Freio de estacionamento mecânico acionado por alavancas, com manopla em borracha termoplástica

Peso total: 16.6 kg

Tilt com seis posições

Cambagem 5 graus, sem separador

Cambagem 15 graus, com separador

Centro de gravidade com três posições

Capacidade de carga de até 130 kg

Pintura eletrostática

Disponível nas cores: amarelo, grafite, prata, preto, rosa, verde, vinho, violeta, vermelho, azul